



Korte handleiding: Philips DreamStation 2

U krijgt een DreamStation 2 apparaat.

Dit apparaat helpt tegen de klachten die u heeft door uw slaapapneu.

In deze folder leggen we in 7 korte stappen uit hoe u het apparaat gebruikt.

Begin met stap 1 vlak voor u gaat slapen.



SOLGROUP

VIVISOL



Stap 1.

Doe het snoer in het apparaat.



Stap 2.

Sluit de luchtslang aan op het apparaat.



Stap 3.

Haal de bevochtiger van het apparaat af.



Stap 4.

Vul de bevochtiger met water tot het maximale streepje.



Stap 5.

Doe de bevochtiger in het apparaat.



Stap 6.

Zet het apparaat aan voor u gaat slapen.



Stap 7.

Zet het apparaat weer uit wanneer u wakker wordt.



Let op!

Hier vindt u het filter. De schoonmaak-instructies vindt u in het boekje dat u bij het apparaat krijgt.

VIVISOL. *We care*

Wij werken nauw samen met uw behandelend arts en gaan vertrouwelijk om met uw gezondheidsgegevens.

Heeft u vragen?
OSAS@VIVISOL.nl

013 -523 10 21

Maandag tot en met vrijdag

08:30 tot 17:00

Buiten deze tijden zijn wij alleen bereikbaar voor spoedgevallen.



longzorg



beademing



apneuzorg

We care