



PHILIPS DREAMSTATION: VERBINDING MAKEN MET HET WIFI-NETWERK



VIVISOL
Home Care Services

Zuurstof
Beademing
OSAS

De basis
voor
vertrouwen
in je dag

VERBINDING MAKEN MET HET WIFI-NETWERK

Heeft u ons toestemming gegeven voor het op afstand monitoren van uw therapie? Dan is het belangrijk om met uw Philips Dreamstation verbinding te maken met het wifi-netwerk. Hiermee geeft u VIVISOL en uw arts de mogelijkheid om uw apparaat op afstand uit te lezen. Hierdoor kunnen wij u beter ondersteunen bij uw therapie.

DE WIFI-MODULE INSTALLEREN

1. Schakel het PAP-apparaat uit (zodat het niet blaast).
2. Open de klep aan de linkerkzijde van het PAP-apparaat.
3. Schuif de module in de sleuf tot het op zijn plaats klikt.
4. Sluit de klep van het PAP-apparaat.

VERBINDING MAKEN MET HET WIFI-NETWERK

1. Draai met de knop naar 'mijn instellingen' en druk op de knop.
2. Draai vervolgens met de knop naar 'wifi' en druk weer op de knop. De module zoekt nu naar beschikbare netwerken.
3. Selecteer uw netwerk. Staat uw netwerk niet in de lijst? Scrol dan naar beneden en druk op 'andere'. Voer dan de naam in.
4. Voer het wachtwoord in en druk op het groene vinkje.

Zodra uw PAP-apparaat verbinding heeft met het netwerk, verschijnt de tekst 'voltooid' in beeld. Vervolgens ziet u een groen vinkje staan bij de netwerknaam en signaalsterkte.

KUNT U GEEN VERBINDING MAKEN MET HET WIFI-NETWERK?

Ziet u een rode 'X' over de signaalsterkte? Of ziet u een andere melding dan 'voltooid'? Dan maakt het PAP-apparaat geen verbinding met uw netwerk. Probeer de bovenstaande stappen te herhalen.

Let op dat u het juiste netwerk kiest en het juiste wachtwoord invoert. Als u het juiste wachtwoord niet weet, kunt u dit opvragen bij uw internetaanbieder.