



Korte handleiding: Löwenstein Prisma

U krijgt een Löwenstein Prisma apparaat.
Dit apparaat helpt tegen de klachten die u heeft door uw slaapapneu.
In deze folder leggen we in 6 korte stappen uit hoe u het
apparaat gebruikt.
Begin met stap 1 vlak voor u gaat slapen.



VIVISOL



Stap 1.

Doe het snoer in het apparaat.



Stap 2.

Sluit de luchtslang aan op het apparaat.



Stap 3.

Vul de bevochtiger met water tot het maximale streepje.



Stap 4.

Doe de bevochtiger in het apparaat.



Stap 5.

Zet het apparaat aan voor u gaat slapen.



Stap 6.

Zet het apparaat weer uit wanneer u wakker wordt.



Let op!

Hier vindt u het filter. De schoonmaak-instructies vindt u in het boekje dat u bij het apparaat krijgt.

VIVISOL. *We care*

Wij werken nauw samen met uw behandelend arts en gaan vertrouwelijk om met uw gezondheidsgegevens.

Heeft u vragen?
OSAS@VIVISOL.nl

013 -523 10 21

Maandag tot en met vrijdag

08:30 tot 17:00

Buiten deze tijden zijn wij alleen bereikbaar voor spoedgevallen.



longzorg



beademing



apneuzorg

We care